

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA TITAN 1457SE TITAN TODO TERRENO



P.V.P: €3,580.00

REF: 3086

Clasificación:

Categorías de Producto: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/silla-de-ruedas-electrica-titan-1457se-titan-todo-terreno/>

Resumen del producto

Silla de ruedas eléctrica Titan 1457SE. Silla de ruedas potente, con ruedas grandes todo terreno y baterías de 70 AH. Ideal para desplazamientos largos por terrenos irregulares, pero a la vez muy manejable en interiores gracias a su pequeño radio de giro.

Descripción del producto

Suspensión trasera y ruedas grandes todoterreno para poder sortear mejor los obstáculos. Las baterías de 70 Ah le dan una autonomía de hasta 35 km.

Se trata de una de las sillas más robustas y de diseño más moderno e innovador del mercado.

Su color y acabados la hacen más visible y segura.

Características generales:

- + Radio de giro inferior a un metro.
- + Silla modulable con respaldo ergonómico.
- + Suaviza las vibraciones del terreno absorbiendo impactos.
- + Larga autonomía para el usuario.
- + Asiento ergonómico.
- + Uso para interior.
- + Capacidad máxima: 136Kg.
- + Máxima velocidad: 7,2 Km/h.
- + Autonomía: 35 Km.
- + Radio de giro: 92 cm.
- + Pendiente máxima: 10 grados.

+ Tamaño desplegada: (Largo x ancho x alto) 115 x 63,5 x 95,5 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Baterías: 75Ah * 2.

+ Cargador: 6A off-board

+ Motor: DC 24V, 180W (2P), 3700rpm

+ Controladora: LiNX, VR2



