



SILLA DE RUEDAS X3N 43 CM ASIENTO 300 MM SILVER

Silla de acero plegable financiable a través de Catsalut. Muy robusta y de mecánica sencilla X3N DE EASY WAY.

[Saber Más](#)

Referencia: 2140

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Silla fabricada en acero, con ruedas traseras pequeñas, adecuada para personas que no pueden autopropulsarse y necesitan la ayuda de un cuidador que la dirija. Ruedas traseras macizas de 315mm diámetro. Ruedas delanteras macizas 200mm diámetro. Reposabrazos extraíbles. Reposapiés extraíbles y regulables en altura. Tapicería de nylon color negro, ignífuga e impermeable. Medidas: ancho asiento: 43cm fondo asiento: 40cm altura suelo-asiento: 50cm altura asiento respaldo: 40cm altura total: 90cm fondo total: 98cm ancho total: 61cm peso silla: 17Kg Peso máximo usuario: 100Kg.