

SILLA ELECTRICA PLEGABLE CON BATERIAS DE LITIO SOROLLA MINI OBEA CHAIR

Silla de ruedas eléctrica plegable Sorolla de Obea Chair. Versión más estrecha y ligera de la silla Sorolla. Silla eléctrica plegable con una batería de litio. Robusta y muy compacta.

Saber Más

Refencia: 2621

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

Descripción

Silla eléctrica super-ligéra de aluminio, con baterías de lítio, y plegable para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios,... PLEGABILIDAD rapidez de plegado. 3 segundos LIGEREZA peso total con una batería 26 Kg - No es la silla más ligera del mercado, pero si una de las más robustas y potentes con dimensiones reducidas y peso razonable. BATERÍAS LITIO con 1 batería-autonomía de 10 Km aprox. con 2 baterías-autonomía de 20 Km aprox. MANIOBRABILIDAD dimensiones exteriores 94x56cm radio de giro. 76cm POTENCIA 2 motores directos de 250W pendiente máxima 10º Carga máxima usuario 120 Kg -Brazos abatibles para facilitar la transferencia e incluso para poder usar en un momento dado el mando por el acompañante. -Posibilidad de mando a la derecha o a la izquierda. -Asiento y respaldo regulables en tensión. -Bolsillo en respaldo -Bolsa porta-objetos bajo el asiento. -Cinturón de seguridad. -Ruedas anti-vuelco. -Apoyapies regulable en dos alturas y con plataforma. -Dos amortiguadores adelante y dos atrás. - Joystick programable mediante combinación de teclas. -Bloqueo de mando -Joystick con puerto usb y luz Led de alumbrado. -Cargador externo de 5A y cable de carga independiente para poder cargar las baterías sueltas. Se suministra con una batería. Posibilidad de una más. Accesorios disponibles: *Soporte vaso *Soporte para mando acompañante *Soporte apoyapies *Cabezal *Porta par de bastones *Mochila *Bolsa de transporte *Bolsa de transporte de batería 10A *Puños traseros *Mando Dual