



SILLA GIRATORIA DE BAÑERA SORRENTO DE INVACARE

La silla giratoria Sorrento de Invacare es ideal para la ducha de personas con movilidad reducida dentro de una bañera. Tiene 4 patas antideslizantes que se pueden ajustar en ancho, para encajar en la mayoría de las bañeras del mercado.

[Saber Más](#)

Referencia: 6746

Precio: €169.00

Categorías: [ASIENTOS Y TABLAS DE BAÑERA](#)

Descripción

La silla de baño Sorrento es ideal para facilitar la ducha para personas con movilidad reducida en una bañera debido a la rotación del asiento. El giro del asiento permite realizar las transferencias de forma más fácil y segura. La silla dispone de cuatro patas recubiertas por un material antideslizante y son ajustables en ancho para poder encajar en la mayoría de modelos de bañera. La silla viene revestida de TPE en el asiento y en los reposabrazos, un material antideslizante que evita posibles caídas y la convierte en una silla muy segura. El respaldo de la silla es de un tejido suave que le aporta una gran adaptabilidad a las necesidades de diferentes personas.

Características: Ancho de asiento: 40 cm Profundidad de asiento: 40 cm Ancho total: 71-76 cm Ancho entre reposabrazos: 45 cm Largo del reposabrazos: 28 cm Altura del reposabrazos: 20 cm Ancho del respaldo: 50 cm Altura del respaldo: 38 cm Altura del tapizado del respaldo: 28 cm Ancho abertura higiénica: 17 cm Peso máximo del usuario: 130 kg Peso del producto: 6 kg