

# SILLA PARAGUAS PEDIATRICA CON CESTA AD822NL

Silla de ruedas pediátrica tipo buggy plegable y ajustable. Financiable al 100% a través del catsalut.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 7908

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [MOVILIDAD INFANTIL](#)



## Descripción

Especialmente creada para niños con movilidad reducida. La silla paraguas, ha sido diseñada para responder a las necesidades de movilidad, y en especial para recorridos cortos, como ayuda a los padres. Precisan una silla lo más ligera posible y fácil de plegar, de transportar, de guardar... y a la vez que sea resistente al uso intensivo.

Equipamiento standar: Resistentes y grandes ruedas de 180 mm de diámetro. Las delanteras son giratorias para maniobrar en espacios reducidos. Cinturón arnés de 5 puntos. Reposapiés rígido, graduable en 3 posiciones y desmontable. Frenos independientes en las ruedas traseras 7 kg de peso total y hasta 50 kg de capacidad

Medidas: ANCHO ASIENTO: 40 cm FONDO ASIENTO: 27 cm ALTO RESPALDO: 55 cm ALTO ASIENTO-REPOSAPIÉS: 20-36 cm ANCHO TOTAL: 55 cm ALTO TOTAL: 104 cm PLEGADO; 117x 25 x 21 cm