



# SILLA SALVAESCALERAS COMPACTA LIFTKAR1

Aparato salvaescaleras LIFTKAR con silla incorporada apropiado para superar diferentes tipos de escaleras incluso las de caracol. Tiene empuñaduras ajustables a la posición que más le convenga a la persona que lo maneje.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6478

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SALVAESCALERAS](#)

## Descripción

Antes de comprar un salvaescaleras, un técnico debería visitar el espacio en el que se tenga que usar para asegurar que se pueda usar con seguridad; por esto este artículo no admite la venta directa online. Se puede utilizar en cualquier lugar independientemente del material de las escaleras, madera, plástico, cemento,...

También dispone de alerta acústica y visual del ángulo de inclinación. Es posible transportarla ya que es desmontable en 3 piezas. Dispone de tres velocidades para adaptarse a todas las necesidades Características: - Medidas mínimas para el giro 0.80 X 0.90 M - Peso máximo del usuario: 130 kg - Peso total del liftkar: 34.8 kg - Altura total: 113 mm - Anchura total: 505 mm (con brazos) - Fondo del asiento: 675 mm - Autonomía: 300-500 escalones - Baterías: 2 x 12v x 5Ah - Anchura mínima silla: 320 mm interior - Altura máxima de los escalones: 23 cm