



# SILLA ULTRA LIGERA ERGO LITE RUEDA PEQUEÑA FRENO ACOMPANANTE

Silla de ruedas MUY LIGERA y cómoda Ergo lite. Muy poco peso y conducción muy suave. Sólo pesa 8,6 kg completa.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 5271

**Precio:** €459.00

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

Silla de ruedas muy ligera con reposapién integrados en el chasis. Destaca por su bajo peso y buenos acabados: La silla de ruedas Ergo Lite es una silla ultraligera que pesa solamente 8,5 kilos. Es compacta y confortable, por lo que resulta atractiva tanto para el usuario como para su acompañante. Equipada con el sistema innovador de asiento S-Ergo, la silla Ergo Lite es la opción ideal para aquellos que necesitan una solución simple, compacta, ligera y a la vez robusta para moverse por la ciudad. Incorpora el sistema de frenos de 3 posiciones y está disponible en rueda trasera de 14 pulgadas con anchos de asiento de 41 y de 46 centímetros. La forma en S del asiento, reduce en un 14% las presiones del usuario y además de permitir una mejor postura de sentado, evita los deslizamientos involuntarios. Freno de asistencia muy útil para el acompañante, con sistema en tres posiciones para ayudar en bajadas prolongadas y desbloqueo rápido del mismo cuando ya no es necesario. Sistema que permite un plegado adicional del respaldo, facilitando su transporte incluso en los maleteros más reducidos. Medidas: Modelo ancho asiento: 41 cm Anchura total: 57 cm , fondo total: 85,5 cm, peso total 8,6 kg, capacidad: 100 kg Modelo Ancho asiento: 46 cm Anchura total: 62 cm , fondo total: 85,5 cm, peso total 8,6 kg, capacidad: 100 kg