

SOPORTE LAMAS PARA BARANDILLA FRIDA A94 0AD

Juego de 4 soportes diseñados para fijar la barandilla Frida sobre somieres de láminas. Evitan que se hunda entre los listones, aportando mayor estabilidad y seguridad. Instalación rápida y sin herramientas.

[Saber Más](#)

Referencia: 18198

Precio: €15.00

Categorías: [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

Descripción

El complemento ideal para asegurar la barandilla Frida sobre somieres de láminas, evitando que se hunda entre los listones y garantizando una sujeción firme y estable. Características principales
Compatibilidad: Diseñados específicamente para la barandilla Frida (Referencia A940-1), disponible como accesorio adicional al modelo estándar.
Sencilla instalación: Se colocan sobre las láminas del somier y se sitúa la barandilla encima, evitando que se hunda entre los listones.
Juego completo: Incluye 4 piezas para una fijación homogénea y segura.
Dimensiones técnicas Largo total: 350 mm Ancho: 30 mm Evita que la barandilla se desplace o se hunda entre los listones del somier. Proporciona mayor estabilidad y seguridad al apoyarse o levantarse desde la cama. Muy fácil de montar, sin herramientas adicionales.