



TABURETE DE DUCHA CON REPOSABRAZOS RS838

Asiento de ducha con estructura resistente y apoyabrazos acolchados para mayor seguridad y confort. Altura ajustable entre 47 y 66cm. Soporta hasta 136kg. Ideal para personas con movilidad reducida o en procesos de rehabilitación.

[Saber Más](#)

Referencia: 18215

Precio: €52.90

Categorías: [SILLAS Y TABURETES DE DUCHA](#)

Descripción

El Onda RS838 es un asiento de ducha ergonómico y resistente, diseñado para ofrecer seguridad y comodidad a personas con movilidad reducida. Cuenta con apoyabrazos acolchados que facilitan la incorporación y una estructura sólida con altura ajustable. Características: Altura regulable: de 47 a 66 cm Dimensiones del asiento: 41 x 34 cm Ancho total: 46 cm Profundidad total: 40 cm Peso máximo soportado: 136 kg Apoyabrazos acolchados para mayor confort y estabilidad Ideal para uso en el hogar, residencias o centros de rehabilitación