

## TALONERA SILICONA ESPOLON LATERAL TL612 ORLIMAN VARIAS TALLAS



P.V.P: 17.00€

**REF:** 130

**Categorías de Producto:** [PLANTILLAS PREFABRICADAS](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/talonera-silicona-espolon-lateral-tl612-orliman-varias-tallas/>

### Resumen del producto

Talonera de silicona con forma de cazoleta TL612 para descarga de espolón

lateralizada. Zona azul de silicona más blanda para conseguir una mejor descarga del punto doloroso del talón.

## Descripción del producto

Tallas:

Según número de pie:

1: 35-38

2: 39-42

3: 43-46