



WALKER FIJO LARGO EST087 ORLIMAN

Walker fijo para inmovilización de articulación tibio-tarsiana. Requiere prescripción y adaptación por parte de un profesional. Suela de balancín, antideslizante para aumentar la seguridad del paciente durante la marcha.

[Saber Más](#)

Referencia: 107

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ORTESIS DE PIE Y TOBILLO](#)

Descripción

Por su seguridad, este artículo requiere adaptación personalizada y prescripción. Por lo tanto, sólo puede ser recogido en la propia ortopedia para que un técnico valide su correcto uso. Efectos: Perfecta y cómoda inmovilización de la articulación tibio-tarsiana incluyendo pie, tobillo y pantorrilla, permitiendo la marcha completa gracias a su suela de balancín. Disminución de la carga en el segmento lesionado.

Indicaciones: Protección y control tras traumatismos e intervenciones quirúrgicas, esguinces y lesiones ligamentosas, como método sustitutivo del yeso en el tratamiento de condiciones preulcerosas o úlceras de la superficie plantar del pie. Fascitis plantar grave y en aquellos casos en los que se requiera una distribución uniforme del peso corporal sobre la superficie plantar e inmovilización de la articulación tibio-tarsiana. Catalogado en el catálogo de prestaciones ortopédicas Catsalut consúltenos. TALLAS 1 2 3 Nº DE CALZADO 32-38 38-42 42-46 ALTURA 38 42 42