

## ZAPATO DARCO ALLROUND ULCERAS 1 UNIDAD BILATERAL



P.V.P: €45.00

**REF:** 5490

**Clasificación:**

□□□

□□□

□□□

□□

□□

**Categorías de Producto:** [CALZADO GERIATRICO Y ESPECIAL](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/zapato-darco-allround-ulceras-1-unidad-bilateral/>

## Variantes de productos

- ZAPATO DARCO ALLROUND ULCERAS 1 UNIDAD BILATERAL - S ( )
- ZAPATO DARCO ALLROUND ULCERAS 1 UNIDAD BILATERAL - M ( )
- ZAPATO DARCO ALLROUND ULCERAS 1 UNIDAD BILATERAL - L ( )
- ZAPATO DARCO ALLROUND ULCERAS 1 UNIDAD BILATERAL - XL ( )

## Resumen del producto

Calzado especialmente diseñado para pie ulcerado o con riesgo de ulceración. Suela en balancín de poco peso, totalmente acolchado y con plantilla extraible gruesa para poder hacer modificaciones o colocar plantillas especiales.

## Descripción del producto

Indicaciones:

Para el tratamiento postoperatorio

Para el tratamiento de las úlceras

Artritis

Pie de categoría de riesgo 0, 1, 2 según directiva de la Sociedad Alemana para la Diabetes (DDG)

TALLAS:

6 tallas: XS (37 - 38), S (39 - 40), M (41 - 42),

L (43 - 44), XL (45 - 46), XXL (47 - 48)

Color: negro

Modo de acción:

Estabilidad, descarga de la presión y reducción del choque después de una intervención quirúrgica y en otras úlceras en el pie

La plantilla interior extraíble deja espacio para plantillas (también suelas interiores adaptadas para diabéticos)

La abertura ancha permite llevar vendajes voluminosos

Propiedades:

Allround Shoe - calzado perfecto después de una intervención o en caso de otras úlceras en el pie

Material repelente al agua y a la suciedad y duradero

Tejido de nilón transpirable

Zona de confort sin costuras

Plantilla interior extraíble

Suela continua

La entresuela (gris claro) ofrece estabilidad

Suela amortiguadora (gris oscuro)

Perfil bajo - no es necesario compensar la altura

Apto para el pie derecho e izquierdo

Descripción:

El zapato postquirúrgico cerrado para ulcerados "AllRound Shoe®" es el calzado perfecto después de una intervención o en caso de otras úlceras en el pie.

La entrada ancha hace que el volumen del vendaje ya no sea relevante, y permite la cómoda colocación del zapato.

Gracias a las dos durezas Shore diferentes, la suela ofrece una estabilidad y una amortiguación altas. Además, la suela interior es antideslizante.

## Atributos del producto

- : N/D
- Peso: 1.0000 kg
- TALLA: L, M, S, XL

